



PULSOKSYMETR MEDYCZNY
PULSOMETR NAPALCOWY
WYŚWIETLACZ OLED POMIAR
PULSU A2

CENA: **8,99** PLN

CZAS WYSYŁKI: 24 GODZINY

KOD EAN: 5907653453465



OPIS PRZEDMIOTU

PULSOMETR NA PALEC DOKŁADNY I SPRAWDZONY

☐ PROFESJONALNY CERTYFIKAT CE / ROHS / FCC

DZIĘKI CZEMU POMIARY TYM PULSOKSYNOMETREM SĄ AUTENTYCZNE.

☐ PULSOKSYMETR NAPALCOWY

☐ Z WYŚWIETLACZEM OLED

SYMBOL WEWNĘTRZNY: 36080





☐ POMIAR BEZ KŁUCIA

PULSOKSYMETR NAPALCOWY TO URZĄDZENIE DO POMIARU WYSYCENIA KRWI TLENEM, DZIAŁAJĄCE NA ZASADZIE POMIARU POCHŁANIANIA PROMIENIOWANIA PRZEZ CZERWONE KRWINKI. URZĄDZENIE CECHUJE SIĘ **WYSOKĄ DOKŁADNOŚCIĄ POMIARU ORAZ NISKIM ZUŻYCIEM ENERGII PODCZAS BADANIA.**

CECHY

- CZYTELNY **WYŚWIETLACZ OLED**
- BARDZO **PROSTY I SZYBKI W OBSŁUDZE** – INTUICYJNY, **STEROWANY JEDNYM PRZYCISKIEM**. WYNIK POZNASZ JUŻ PO KILKU SEKUNDACH
- **KOMPAKTOWE ROZMIARY** I LEKKOŚĆ URZĄDZENIA SPRAWIA, ŻE JEST WYGODNE W UŻYTKU DOMOWYM ORAZ W PODRÓŻY
- DOKONUJE POMIARU W SPOSÓB **NIEINWAZYJNY**

☐☐ **WSKAŹNIK SATURACJI SPO2** WYRAŻONY W % TO INACZEJ SYMBOL SATURACJI, OZNACZAJĄCY WYSYCENIE TLENEM HEMOGLOBINY KRWI TĘTNICZEJ. PRAWIDŁOWE WARTOŚCI U OSÓB ZDROWYCH MIESZCZĄ SIĘ W GRANICACH 93% DO 99%. DOKŁADNOŚĆ POMIARU TO $\pm 2\%$ W ZAKRESIE 70% ~ 99%

☐☐ **POMIAR TĘTNA**, CZYLI CZĘSTOTLIWOŚĆ PRACY SERCA OZNACZONA JEST SYMBOLEM PRBPM, KTÓRE WYRAŻA SIĘ

W ILOŚCI UDERZEŃ SERCA NA MINUTĘ. ZAKRES W GRANICACH 60 DO 100 UDERZEŃ NA MINUTĘ JEST PRAWDŁOWYM ZAKRESEM DLA OSOBY ZDROWEJ. DOKŁADNOŚĆ POMIARU TO ± 1 BPM LUB $\pm 1\%$ W ZAKRESIE 30BPM ~ 240BPM

☐☐☐ WYKRES TĘTNA





▣ WARTOŚĆ SATURACJI

TO INACZEJ WSKAŹNIK NIEDOTLENIEŃ ORGANIZMU. SŁOWO Z ŁACIŃSKIEGO „SATURATO” OZNACZA NASYCENIE CIECZY GAZEM. W MEDYCYNIE OKREŚLA SIĘ W TEN SPOSÓB NASYCENIE KRWI TLENEM. PACJENCI ZGŁASZAJĄ CZASAMI DUSZNOŚCI. W ICH WYNIKU ZAZWYCZAJ PIERWSZYM PARAMETREM, KTÓRY ULEGA ZMIANIE, JEST SATURACJA.

POZIOM SATURACJI MOŻNA ZBADAĆ W BEZPIECZNY I PROSTY SPOSÓB ZA POMOCĄ **PULSOKSYMETRU NAPALCOWEGO**.

SPECYFIKACJA

- ZASILANIE: BATERIE 2X AAA 1.5V (BRAK W ZESTAWIE)
- AUTOMATYCZNE WYŁĄCZANIE: TAK
- WYŚWIETLACZ: LCD OLED
- CERTYFIKAT: CE
- WYMIARY (DL/SZ/W): 6/3,5/4 CM
- ZAKRES POMIARU SPO2 70% - 99%
- ZAKRES POMIARU TĘTNA 30 ~ 240 (UDERZEŃ NA MINUTĘ)
- DOKŁADNOŚĆ POMIARU TĘTNA ± 1 LUB $\pm 1\%$ (WIĘKSZA WARTOŚĆ)

ZESTAW ZAWIERA:

- PULSOMETR
- SMYCZ
- ORYGINALNE OPAKOWANIE
- INSTRUKCJĘ OBSŁUGI



POMIAR JEST **NIEINWAZYJNY**, MOŻNA GO ZASTOSOWAĆ U DOROSŁYCH I U DZIECI. PULSOKSYMETR CHARAKTERYZUJE SIĘ **SOLIDNOŚCIĄ WYKONANIA I DOKŁADNOŚCIĄ POMIARU.**



PULSOMETR POSIADA CERTYFIKATY

☐ **CE** OZNACZA SPEŁNIENIE ZASADNICZYCH WYMAGAŃ DYREKTYWY.

☐ **ROHS - PRODUKT ZGODNY Z DYREKTYWĄ**

☐ **DEKLARACJA FCC - FEDERAL COMMUNICATIONS COMMISSION WYROBY MEDYCZNE USA**

DZIĘKI CZEMU POMIARY TYM PULSOKSYNOMETREM SĄ AUTENTYCZNE.

KUPUJ TYLKO Z **PEWNEGO** ŹRÓDŁA

DLA KOGO?

- OSÓB Z ZABURZENIAMI ODDYCHANIA
- ASTMATYKÓW
- ANEMIKÓW
- ĆWICZĄCYCH W KLUBACH FITNESS
- SPORTOWCÓW
- OSÓB Z PROBLEMAMI UKŁADU KRAŻENIA

- W NAGŁYCH PRZYPADKACH NIEDOTLENIENIA ORGANIZMU, DLA OSÓB CHCĄCYCH BYĆ ŚWIADOMYM WŁASNEGO ZDROWIA I CIAŁA





▣ ODKRYJ COVID-19

PULSOKSYMETR MIERZY JEDNOCZEŚNIE TĘTNO I WYSYCENIE KRWI TLENEM, STANOWI **PODSTAWOWE WYPOSAŻENIE SZPITALNE** I JEST DOSTĘPNY W PRZENOŚNEJ WERSJI DOMOWEJ. UMOŻLIWIA WYKRYCIE NISKIEJ SATURACJI KRWI, KTÓRA JEST **CZĘSTYM POWIKŁANIEM COVID-19** - RÓWNIEŻ W BEZOBJAWOWYM PRZEBIEGU CHOROBY. MONITOROWANIE WYSYCENIA HEMOGLOBINY TLENEM **MOŻE TEŻ POMÓC WYKRYĆ ZAKAŻENIE KORONAWIRUSEM** I MONITOROWAĆ JEGO PRZEBIEG, BY PRZECIWDZIAŁAĆ POWIKŁANIOM.





PULSOMETR PAKOWANY JEST W ORYGINALNE PUDEŁKO

IDEALNY NA PREZENT !!!

POSIADA INSTRUKCJĘ OBSŁUGI



1. Alarm is initially turned off by default. Press and hold the power button to switch between 'On' and 'Off'. There will be a "Dial" alarm prompt after ALM turned on.

2. SpO2 indicates the alarm value setting of the pulse oximeter. Long press the power button to increase or decrease the alarm value. If the set value is higher or lower than the set value, there will be an alarm prompt.

3. PR indicates the alarm value setting of the pulse oximeter. Long press the power button to increase or decrease the alarm value. If the set value is higher or lower than the set value, there will be an alarm prompt.

4.3 Parameter setting: Press the power button (in 0.5s), the oximeter will enter into the parameter setting.

4.4 Possible problems and effective solutions

Problem	Possible reason	Solution
SpO2 or PR does not show	1. Finger is not plugged correctly 2. Finger is too thick or too thin 3. Oximeter value is too low to be measured	1. Replug the finger 2. Try another finger, if you can't find any finger to fit, please go to hospital for diagnosis
SpO2 or PR is shown unstably	1. The finger might not be plugged deep enough 2. Finger is trembling or the patient is in movement status	1. Replug the finger 2. Please remain at rest
To Oximeter does not be turned on	1. Inadequate power or power off 2. Batteries might be installed incorrectly 3. The Oximeter might be damaged	1. Please replace the batteries 2. Please correct the batteries 3. Please contact with local customer service center
Indication lamp is suddenly off	1. The product automatically shuts off when no signal is detected in 5 seconds 2. Inadequate power	1. Manual 2. Replace the batteries

Features

- Two color OLED display, more display modes
- Low voltage indicator
- Automatically power off in 5 seconds when there is no signal

4.1 Classification

Equipment

Anti-electric Shock Type: Internally powered equipment

Anti-electric Shock Degree: Type BF

4.2 Maintenance and Preservation

Replace the batteries timely when low voltage lamp is on.

Clean the surface of fingertip oximeter before it is used to diagnose patients.

Remove the batteries inside if you will not use it.

4.3 Product declaration

Reference and manufacturer's declaration electromagnetic radiation for other EQUIPMENTS and SYSTEMS

Equipment	Declaration
SpO2	Not applicable
PR	Not applicable
SpO2 and PR	Not applicable

4.4 Possible problems and effective solutions

Problem	Possible reason	Solution
SpO2 or PR does not show	1. Finger is not plugged correctly 2. Finger is too thick or too thin 3. Oximeter value is too low to be measured	1. Replug the finger 2. Try another finger, if you can't find any finger to fit, please go to hospital for diagnosis
SpO2 or PR is shown unstably	1. The finger might not be plugged deep enough 2. Finger is trembling or the patient is in movement status	1. Replug the finger 2. Please remain at rest
To Oximeter does not be turned on	1. Inadequate power or power off 2. Batteries might be installed incorrectly 3. The Oximeter might be damaged	1. Please replace the batteries 2. Please correct the batteries 3. Please contact with local customer service center
Indication lamp is suddenly off	1. The product automatically shuts off when no signal is detected in 5 seconds 2. Inadequate power	1. Manual 2. Replace the batteries



