



MASKA OCHRONNA MEDYCZNA FFP3 MASECZKA 5SZT 5W EN

CENA: **2,50** PLN

CZAS WYSYŁKI: 24 GODZINY

KOD EAN: 6938295800286


OPIS PRZEDMIOTU

PÓŁMASKA FILTRUJĄCA KN95 FFP3 NIEBIESKA SZCZELNIE ZAMKNIĘTA 5 SZTUK

☐ **SKUTECZNOŚĆ FILTRACJI TO 95%**

☐ **EN 149:2001+A1:2005 CE 2163**

☐ **PRODUKT LEGALNIE CERTYFIKOWANY DOPUSZCZONY NA RYNEK UNII EUROPEJSKIEJ**




□ DLA CO NAJMNIEJ 8 Z 10 ŚREDNICH ARYTMETYCZNYCH WYNIKÓW BADAŃ, DLA NOSZĄCYCH MASKĘ,

CAŁKOWITY PRZECIEK WEWNĘTRZNY NIE BĘDZIE WIĘKSZY NIŻ 2%

□ **FILTRACJA 95 L/MIN, %, MAX.**

- **BADANIE CHLORKIEM SODU ORAZ OLEJEM PARAFINOWYM**





KLASA BEZPIECZEŃSTWA: ZAPEWNIĄJĄ NAJWYŻSZY STOPIEŃ OCHRONY DRÓG ODDECHOWYCH PRZED ZANIECZYSZCZENIAMI.

FILTR FFP3: POSIADA STOPIEŃ SKUTECZNOŚCI FFP3, CO OZNACZA ŻE NIWELUJE AŻ 95% ZARAZKÓW I ZANIECZYSZCZEŃ. TA KLASA OCHRONY FILTRUJE CZĄSTECZKI SUBSTANCJI RAKOTWÓRCZYCH I RADIOAKTYWNYCH ORAZ CHOROBOTWÓRCZE, TAKIE JAK WIRUSY, BAKTERIE I ZARODNIKI GRZYBÓW

AŻ 5 WARSTW

MASKA SKŁADA SIĘ Z 5 WARSTWOWEJ WŁÓKNINY, Z **DWUWARSTWOWYM MATERIAŁEM FILTRUJĄCYM I TRÓJWARSTWOWĄ WŁÓKNINĄ TYPU SPUN-BOND**, NOSKA FORMUJĄCEGO I GUMEK MOCUJĄCYCH NA GŁOWĘ.

WYGODNA DO UŻYTKU CODZIENNEGO: PRZEZNACZONA DO UŻYTKU CODZIENNEGO, DOSKONAŁA WENTYLACJA, WYGODNA NIEUCISKAJĄCA GUMKA ORAZ METALOWA KSZTAŁTKA NA NOS SPRAWIAJĄ, ŻE NOSZENIE MASECZKI STAJE SIĘ WYGODNE. Z WYGODNĄ GUMKĄ DO ZAKŁADANIA ZA USZY ORAZ DRUCIKIEM NA NOS DOPASUJESZ JĄ DO KSZTAŁTU TWARZY.

PRZEZNACZENIE: PÓŁMASKI FILTRUJĄCE SĄ KOMPLETNYM SPRZĘTEM OCHRONY DRÓG ODDECHOWYCH, SKŁADAJĄCYM SIĘ CAŁKOWICIE Z MATERIAŁU FILTRUJĄCEGO. PRZEZNACZONE SĄ DO OCHRONY DRÓG ODDECHOWYCH PRZED NIETRUKAJĄCYMI STAŁYMI I CIEKŁYMI CZĄSTKAMI.

IOB MEDICAL

Półmaska Filtrująca

• EN 149:2001+A1:2009 FFP3 NR

CE 2163

 Zapoznaj się z instrukcją używania

 Nie używaj ponownie

 Przechowuj w zakresie temperatur (-20°C do +30°C)

 Przechowuj w wilgotności nie większej niż 80% (RH)

Pudełko zawiera 20 x 5 sztuk = 100 sztuk





PÓŁMASKA FILTRUJĄCA K95 FFP3 SKŁADA SIĘ Z:

- 4-WARSTWOWEGO MATERIAŁU FILTRACYJNEGO
- ZACISKU NOSOWEGO DLA FORMATOWANIA PÓŁMASKI W OBRĘBIE NOSA
- TAŚM NAGŁOWIA W OPLOCIE
- MOCOWANIA TAŚM NAGŁOWIA WYKONANEGO Z TWORZYWA SZTUCZNEGO
- WEWNĘTRZNEJ WKŁADKI, POPRAWIAJĄCEJ SZCZELNOŚĆ I KOMFORT UŻYTKOWANIA

SPECYFIKACJA

- KOLOR: NIEBIESKI;
- WYMIARY(SZER/WYS): 11,5/16CM;
- DŁUGOŚĆ GUMKI GÓRNEJ BEZ ROZCIĄGANIA: 15CM;
- DŁUGOŚĆ GUMKI DOLNEJ BEZ ROZCIĄGANIA: 13CM;
- OKRES PRZECHOWYWANIA: 3 LATA
- MASKI PAKOWANE PO 5 SZTUK W ZAMKNIĘTYM SZCZELNIE WORECZKU

IOB MEDICAL

Półmaska Filtrująca

CE 2163

5 sztuk

Product Name: Półmaska Filtrująca

Model: ivi N9501

Standard: EN 149:2001+A1:2009 FFP3 NR

Klasa ochrony: FFP3 NR (jednokrotnego użytku, do użycia tylko podczas jednej zmiany)

Opis: Maski składa się z pięciowarstwowej włókniny, z dwuwarstwowym materiałem filtrującym i trójwarstwową włókniną typu spun-bond, noska formującego i gumek mocujących na głowę.

Wskazania: Ochrona przed cząstkami stałymi, ciekłymi lub innymi niż olejowymi, pochodzącymi z oleistych aerozoli, wydzielających opary.

Data produkcji: wskazana na opakowaniu

Okres przechowywania: 3 lata

Warunki przechowywania: Przechowuj maski w oryginalnym opakowaniu, z dala od zanieczyszczonych miejsc, kurzu, światła słonecznego, ekstremalnych temperatur, nadmiernej wilgoci i szkodliwych chemikaliów, w temperaturach od (-20 ° C) do (+ 30 ° C), wilgotność nie większa niż 80% (RH).

Producent: Zhuhai Ivi Healthcare Medical Device Co., Ltd.

Adres: No.1, 4th floor, 2nd phase, Nanping Technology Industrial Park, No.8, Pingbei 2nd Rd, Xiangzhou District, Zhuhai, Guangdong, China 519060

www.ivi-medical.net

Tel: +86(756)867-9156

Autoryzowany Przedstawiciel EU: MedPath GmbH

Adres: Mies-van-der-Rohe-Strasse 8, 80807 Munich, Niemcy

Importer: Neomatic Sp. z o. o.

Adres: ul. Marszałkowska 58, 00-545 Warszawa, Polska

e-mail: neomatic@neomatic.pl

Tel: +48 792 300 079

Więcej informacji można znaleźć w informacjach dostarczonych przez producenta.

Odwiedź naszą stronę internetową, aby uzyskać szczegółowe instrukcje użytkowania i deklarację zgodności. Internet: www.ivi-medical.net



Zapoznaj się z
instrukcją użytkownika



Nie używaj
ponownie



Przechowuj w
zakresie temperatur



Przechowuj w wilgotności
nie większej niż 80% (RH)



LOT: GLKZ20121002
MFG Date: 20201210
EXP Date: 20231209



NORMY I WYMAGANIA:

- PRODUKT POSIADA DEKLARACJĘ **ZGODNOŚCI CE**, KTÓRY STANOWI WIĄŻĄCE PRAWNIE PRZYRZECZENIE STWIERDZAJĄCE ZGODNOŚĆ WYROBU Z WYMAGANIAMI ZASADNICZYMI WŁAŚCIWYCH DYREKTYW UNII EUROPEJSKIEJ.
- **EUROPEJSKĄ NORMĄ** ZHARMONIZOWANĄ **PN-EN 149:2001+A1:2010** (EN 149:2001+A1:2009) „SPRZĘT OCHRONY UKŁADU ODDECHOWEGO - PÓŁMASKI FILTRUJĄCE DO OCHRONY PRZED CZĄSTKAMI. WYMAGANIA, BADANIE, ZNAKOWANIE”;
- **UNIJNEGO PRAWODAWSTWA** HARMONIZACYJNEGO : ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/425 Z DNIA 9 MARCA 2016R. W SPRAWIE ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ ORAZ UCHYLENIA DYREKTYWY RADY 89/686/EWG W SPRAWIE ZBLIŻENIA USTAWODAWSTW PAŃSTW CZŁONKOWSKICH ODNOSZĄCYCH SIĘ DO ŚRODKÓW OCHRONY OSOBISTEJ, WPROWADZONEJ W POLSCE NA MOCY USTAWY Z DNIA 30 SIERPNIA 2002 ROKU (DZ. U. NR 166, POZ. 1360) I ROZPORZĄDZENIA MINISTRA GOSPODARKI Z DNIA 21 GRUDNIA 2005 ROKU (DZ. U. Z 2008 R. NR 259, POZ. 2173) ZASTĘPUJĄCEGO Z DNIA 31 MARCA 2003 ROKU (DZ. U. NR 80, POZ. 725).